

INFOMED CONNECTA





Instruções para instalação:

Requisitos: **Windows 7 ou superior** (com **dotnetfx 4.0 ou superior**). Já o navegador de internet é recomendado o uso do Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox (atualizados).

Obs: Atualmente o navegador mais utilizado nos atendimentos é o **Mozilla Firefox**.


Link do **Connecta**: <https://remote.unimedrecife.com.br:444/connecta/>



Lista de arquivos:

 x64	23/02/2021 14:23	Pasta de arquivos	
 x86	23/02/2021 14:21	Pasta de arquivos	
 dotnetfx45_full_x86_x64.exe	11/07/2014 16:09	Aplicativo	49.173 KB
 Infomed.Biometria.Setup.exe	29/03/2017 08:34	Aplicativo	608 KB


- **[x64]**: Contém o driver necessário para instalação do leitor biométrico em sistemas operacionais 64 bits!
- **[x86]**: Contém o driver necessário para instalação do leitor biométrico em sistemas operacionais 32 bits!
- **dotnetfx** (versão 4.0 ou superior): Necessário para instalação do **Infomed.Biometria.setup.exe** (requerido apenas se a instalação do Windows não possuir o componente instalado).
- **Infomed.Biometria.Setup.exe**: Necessário para o reconhecimento do leitor biométrico no Portal Connecta. Recomendado que o arquivo de instalação seja copiado para a Unidade C da máquina local (Criar um diretório para o arquivo. Ex: Connecta) e executar a instalação a partir dele.

Componente Infomed Biometria (instalação)
















Obs: Permitir a execução da aplicação caso seja solicitado pelo **Firewall do Windows!** Após isso, a aplicação ficará sendo executada na barra de tarefas do Windows (não fechar o processo durante o uso do Connecta).







Instalação do driver do leitor Biométrico (x86 ou x64):

	setup	23/02/2021 14:23	Pasta de arquivos	
	0x0409.ini	22/08/2014 08:33	Parâmetros de co...	22 KB
	Data1.cab	22/08/2014 08:33	Arquivo de Gabin...	11.699 KB
	InstallOnly.bat	22/08/2014 08:33	Arquivo em Lotes ...	1 KB
	setup.exe	22/08/2014 08:33	Aplicativo	1.196 KB
	Setup.ini	22/08/2014 08:33	Parâmetros de co...	5 KB
	setup.msi	22/08/2014 08:33	Pacote do Windo...	3.848 KB
	UninstallOnly.bat	22/08/2014 08:33	Arquivo em Lotes ...	1 KB









Concluído o processo, clique no **“Yes”** para reiniciar o computador (salve seus trabalhos antes!)